



Diffusion contrôlée

En qualité de préleveur, vous transmettez vos échantillons biologiques au laboratoire BIORYLIS. Il vous a été fourni une mallette de transport des échantillons biologiques sanguins, pour respecter au mieux leurs conditions de température de conservation (15-25°C).

Il vous appartient d'utiliser cette mallette de transport pour les échantillons biologiques sanguins (boîtes/sachets) que vous avez prélevés auprès de vos patients (ou autre, ex. urines en été), à y déposer après prélèvement, selon les modalités suivantes. Dans tous les cas, conserver votre matériel de prélèvement (boîtes, mallettes, tubes) à température ambiante avant utilisation. Ne pas les laisser la nuit dans les véhicules l'hiver ou en plein soleil l'été.

1. Conditions estivales (T° extérieure > 25 °C)

- Placer au préalable (24 h, ou la veille) les 2 plaques eutectiques (blanches) au réfrigérateur,
- Au départ de vos prélèvements auprès de vos patients, placer ces 2 plaques dans la mallette Biorylis fournie,
- En voiture, préférer installer la mallette sur le siège de l'habitacle du véhicule (arrière, siège ou sol), plutôt que dans le coffre, pour profiter de la climatisation éventuelle de la température ambiante à l'intérieur de la voiture lors des déplacements (ou ventilation par ouverture de fenêtre),
- Ne pas laisser la mallette et boîtes dans la voiture l'été (risque de températures trop élevées), voire en plein soleil (véhicule/fenêtre fermé). Ne pas exposer au chaud. Ne pas exposer la mallette directement au soleil.
- Procéder à des ouvertures rapides de la mallette pour la dépose (des boîtes) d'échantillons.



Note : En cas d'utilisation de pains de glace, les mettre dans les poches sur le côté prévu à cet effet, pour ne pas que les échantillons ne soient au contact d'une température trop froide.

2. Conditions hivernales (T° extérieure < 15 °C)

- Placer au préalable (24 h, ou la veille) les 2 plaques eutectiques (blanches) à côté d'une source de chaleur (idéalement > 22 °C, pièce chauffée),
- Au départ de vos prélèvements auprès de vos patients, placer ces 2 plaques dans la mallette Biorylis fournie,
- En voiture, préférer installer la mallette sur le siège de l'habitacle du véhicule en hiver (arrière, siège), plutôt que dans le coffre, pour profiter du réchauffement de la température ambiante à l'intérieur de la voiture lors des déplacements (chauffage véhicule),
- Ne pas laisser la mallette et boîtes la nuit dans la voiture l'hiver (risque de températures trop basses). Ne pas exposer au froid.
- Procéder à des ouvertures rapides de la mallette pour la dépose des boîtes d'échantillons.

Pour une température extérieure entre 15 et 25 °C, la mallette peut être utilisée sans plaque eutectiques, mais attention à la température dans l'habitacle de la voiture (exposition au soleil, cf. Conditions estivales, la température pouvant monter à > 25 °C).

En cas de difficultés d'utilisation rencontrées, vous pouvez contacter le laboratoire (Service Transport ou Service Qualité).