



PAD La solution digitale





Applications IDELab / IDELI'Z

Septembre/Octobre 2019
En collaboration avec SIL - LaB & BD



PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



1

Sommaire

- L'appli IDELab / IDELI'Z
- Objectifs
- Boîte à outils
- A vous de jouer !
- L'appli en 7 étapes
- Transmission au laboratoire






PPT-X-017-V01 - Septembre 2019

2

L'appli IDELab / IDELI'Z

SIL - LaB & BD : expertise et déploiement de la solution  

BD possède le label "SIL-LAB CERTIFIED"


L'expertise et l'innovation :

- Sécurité patient
- Sérénité IDEL et LBM : baisse des NC
- Image innovante : entrée dans l'ère du digital
- Plus de papier à remplir !
- Manipulation maîtrisée en 2 jours

Aucune obligation !

Une solution à vos besoins pour sécuriser et simplifier le prélèvement

PPT-X-017-V01 - Septembre 2019




3



Objectifs

- Gain de temps (nom préleveur, date et heure prélèvement renseignés / fiche de prélèvement intégrée)
- Partage d'info au sein du cabinet
- Récupération des ordonnances
- Gestion des rendez-vous
- Sécuriser et optimiser la phase pré-analytique
- Moins d'appels pour NC
- Traçabilité des prélèvements

Adieu papier crayon, Bonjour la simplification

Pour le labo : Infos transmises plus rapidement → Suppression goulot d'étranglement au déballage → tubes envoyés en technique + vite !

PPT-X-017-V01 - Septembre 2019

4

Boîte à outils

- Tutoriel vidéo (application et site web biorylis.preleve-a-domicile.fr, rubrique "Médias")
- Tutoriel papier (site web, rubrique "Documentation")
- Une équipe à votre écoute pour le suivi de la mise en place.
Chargé des relations externes : Sophie CANTIN
- Outil Allô PAD (carte)

PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



5



A vous de jouer !

- 1^{ère} étape : téléchargez et installez l'application



- Munissez-vous de votre identifiant et de votre mot de passe transmis par le laboratoire.

Laboratoire : biorylis

- iPhone: allez sur "Apple Store"  et recherchez IDELAB/IDELI'Z
- Android : allez sur "Google Play Store"  et recherchez IDELAB/IDELI'Z

🔍 Instructions disponibles sur le MP Biorylis, en ligne,

<https://biorylis.manuelprelevement.fr/>

Rubrique Documents > 0- Général / Essentiel

PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



6

Les 7 étapes de l'application

1. Identification patient
2. Renseignement
3. Pièce jointe
4. Examen
5. Echantillon
6. Transmission
7. Informations cliniques



PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



7


1- Identification du patient


Page d'accueil



Vous pouvez accéder à différentes rubriques :

- Calendrier : vos rendez-vous
- Carte
- Examens : accès au catalogue d'analyses et au Manuel de Prélèvement VISKALI
- Résultats d'INR
- Synchroniser les prélèvements
- Médias : Consulter les tutoriels
- Réglages : Paramétrer vos sites de dépôts

Vous pouvez joindre le laboratoire à tout moment en cliquant sur 



PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



8

1- Identification du patient

Page d'accueil

SANS RDV

AVEC RDV

PPT-X-017-V01 - Septembre 2019

laborizon biorylis

9

1- Identification du patient

Le patient a son QR code (ou son code-barres)

Pour créer le dossier de prélèvement :

- Appuyez sur l'icône
- Scannez le QR code

(Idem code-barres classique)


PPT-X-017-V01 - Septembre 2019

laborizon biorylis

10

1- Identification du patient


Le patient n'a pas son QR code





Vous pouvez rechercher un patient connu du cabinet en appuyant sur l'icône « loupe », ce qui affichera un écran comme celui de droite.

Pour trouver un patient, vous pouvez faire défiler la liste ou appuyer sur zone de recherche. Cette action permet de saisir une chaîne de caractères ou une date de naissance complète. Vous pouvez désormais filtrer la recherche à l'aide des icônes « Homme », « Femme », « Sexe indéterminé », ou « Décédé ».

Les patients correspondants aux critères s'afficheront.




PPT-X-017-V01 - Septembre 2019

11

1- Identification du patient


Le patient n'a pas son QR code





Une fois identifié, appuyez sur le nom du patient concerné pour créer un dossier de prélèvement.

Lorsque vous appuyez sur le « + » à côté du nom d'un patient, une fenêtre vous permet de :

- réaliser un nouveau prélèvement
- fixer un nouveau rendez-vous
- appeler le patient
- lancer la navigation GPS
- sauvegarder la localisation
- consulter ses résultats (si le laboratoire les diffuse)
- déclarer un AES
- déclarer ce patient comme décédé, afin de le masquer



PPT-X-017-V01 - Septembre 2019

12

1- Identification du patient

Contrôle identité patient

Une fois l'identité du patient récupérée, soit par le QR code, le code-barres ou la recherche dans la liste alphabétique, vous accédez à la fiche de prélèvement.

Assurez-vous de l'identité du patient et procédez à la vérification des informations enregistrées.

Un symbole et un code couleur indiquant le genre permet de distinguer les hommes, les femmes et les personnes de sexe indéterminé et ainsi éviter les non-conformités.

NB : si erreur, vous pouvez la signaler dans la rubrique « Commentaire » de l'écran « SUIVANT ».

PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



13

2- Renseignement

A jeun / non à jeun

PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



14

3- Pièces jointes

3.1- Ordonnances

Validation ou enregistrement de l'ordonnance utilisée

Vous pouvez :

- Utiliser une ordonnance renouvelable pré-enregistrée avec sa date de validité,
- Enregistrer une nouvelle ordonnance.

Ordonnance en cours de validité

Aucune ordonnance en cours

PPT-X-017-V01 - Septembre 2019

laborizon biorylis

15

3- Pièces jointes

3.1- Ordonnances

Validation d'une ordonnance à renouveler

Maintenez le doigt sur l'icône à droite de la date de validité pour visualiser l'ordonnance.
Pour la refermer, appuyer sur l'écran.

Pour la sélectionner comme ordonnance du jour, faites un appui court sur la ligne, le message de prise en compte sera visible.

PPT-X-017-V01 - Septembre 2019


laborizon biorylis

16

3- Pièces jointes

3.1- Ordonnances

Enregistrement d'une nouvelle ordonnance



Appuyez sur « Nouvelle ordonnance » puis prenez en photo l'ordonnance en appuyant sur l'écran.

Attention! La qualité de la photo est importante, refaites la photo si nécessaire.



PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



17

3- Pièces jointes

3.1- Ordonnances

Enregistrement d'une nouvelle ordonnance



Vous pouvez :

- Enregistrer la photo en couleur, N&B, nuance de gris.
- Recadrer la photo.

Appuyer sur « Valider » pour l'enregistrer.

Une fois valider vous pouvez contrôler la lisibilité en zoomant avec vos doigts.



PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



18

3- Pièces jointes

3.1- Ordonnances

Ordonnance renouvelable



Si vous sélectionnez « renouvelable », définissez la date de validité.

Appuyez sur « OK » pour enregistrer, puis sur la flèche pour revenir à la fiche.




PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



19

3- Pièces jointes


3.2- Autres pièces jointes



En sélectionnant « autres pièces jointes », vous pouvez enregistrer :

- Une autre ordonnance,
- Une carte d'identité pour les GS / RAI,
- Un consentement,
- Un document divers,
- Une carte de mutuelle,
- Une attestation de sécurité sociale.

Important : bien sélectionner l'emplacement du document pris en photo, ce dernier est conservé dans le dossier du patient et visualisable à chaque bilan.




PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



20

4- Examen



Dans la rubrique « Examen », vous accédez à la liste des examens classés par ordre alphabétique.

Recherchez un examen soit en faisant défiler avec le doigt ou en cliquant sur la loupe.

Saisissez quelques lettres de l'analyse pour y accéder.

En cliquant sur **i** vous accédez à la fiche détaillée indiquant le choix du tube, la conservation et le délai d'acheminement.

Il n'y a pas d'obligation de saisir les analyses.




PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



21

4- Examen



En cliquant sur « DOCUMENTATION COMPLÈTE » vous accédez à la fiche Examen du Manuel de Prélèvement du laboratoire.



PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



22

5- Echantillon

1- Vous avez saisi les examens : les tubes à prélever apparaissent en rouge. Appuyer sur « + » pour indiquer le nombre de tubes prélevés.

2- Vous n'avez pas saisi les examens : vous pouvez indiquer le nombre de tubes prélevés par couleur de bouchon.

NB : La liste des tubes respecte l'ordre de prélèvement des tubes.

3- Vous pouvez également renseigner l'envoi d'autres échantillons tels que flacons d'urines ou écouvillons.

PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



23

6- Transmission

Patient

Appuyez sur « Exemple patient » pour faire apparaître le menu déroulant. Précisez comment le patient souhaite recevoir ses résultats : internet, laboratoire ou poste.

Le champ « Prise en charge » est déjà renseigné = Biorylis.

Appuyez sur « Site de dépôt » pour accéder à la liste des sites de dépôts des échantillons (personnalisable). Sélectionnez le lieu où vous déposez les échantillons.

NB: cette information reste enregistrée.


PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



24

6- Transmission


Prescripteur



Vert : délai normal
Rouge : délai urgent
Appuyez sur l'encadré pour modifier le délai.

En cas d'urgence, vous pouvez saisir ou dicter un commentaire.

Vous pouvez préciser si les résultats sont à faxer ou à téléphoner au prescripteur.




PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



25

7- Informations cliniques



Appuyez sur « SUIVANT » après avoir saisi les informations nécessaires dans la fiche « Prélèvement ».

Vous accédez alors à la fiche « Clinique ».



PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



26

7- Informations cliniques

Sur cette fiche vous pouvez :

- Renseigner le poids / la date des dernières règles pour les femmes.
- Renseigner les traitements : anticoagulant ou autres en cliquant sur « 0 anticoagulant » et/ou « 0 autre médicament ».
- Ajouter un commentaire.

PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



27

7- Informations cliniques

Pour renseigner un traitement :

Sélectionnez le premier champ : une liste déroulante vous propose les traitements. Sélectionnez le médicament. Vous pouvez également renseigner la posologie, la date et l'heure de dernière prise.


Appuyez sur « + » pour valider votre choix (et en saisir d'autres).


PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



28

7- Informations cliniques




En cas d'erreur, sélectionnez la ligne à supprimer (elle s'affiche en bleu) et cliquez sur 

NB : Le traitement renseigné reste en mémoire pour les prochains bilans.

Revenez sur l'écran précédent en cliquant sur la flèche.

Vous pouvez saisir un commentaire libre ou sélectionner des commentaires enregistrés après avoir appuyer sur « + ».
EX : grossesse, injection Rophylac, HAD, AT, traitement ATB ...

Appuyez sur « Enregistrer » pour transmettre le dossier au laboratoire.




PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



29

Transmission au laboratoire



Ecran accueil : visualisation des derniers patients prélevés (à gauche).


Informations **bleues** = fiche en cours de transmission.

Informations **vertes** = fiche transmise au laboratoire.

Appuyez une seconde sur le nom du patient pour prendre un nouveau rendez-vous ou pour un deuxième prélèvement (ex : GS).

IMPORTANT ! Lorsque vous déposez vos échantillons :

- assurez-vous que tous vos dossiers sont en vert.
- Identifiez le sachet avec une étiquette PAD fournie par le laboratoire ou bien l'étiquette autocollante QR code de la fiche patient.
- Transmettez la fiche individuelle du patient et l'ordonnance avec les échantillons.



PPT-X-017-V01 - Septembre 2019



30

Récapitulatif

1- Identification patient	→	Avec ou sans QR code Vérifier identité patient
2- Renseignement		
3- Pièce jointe	→	Ordonnances (renouvelable ou non) CNI / Consentement / Mutuelle
4- Examen		
5- Echantillon		
6- Transmission	→	Patient Site de dépôt Prescripteur
7- Informations cliniques		

☞ Présentation disponible sur le MP Biorylis, en ligne,
<https://biorylis.manuelprelevement.fr/>

Rubrique Documents > 0- Général / Essentiel

PPT-X-017-V01 - Septembre 2019

laborizon LE RESEAU SPECIALITE EN BIEN-ÊTRE MÉDICAL

biorylis

31

**MERCI POUR VOTRE
ATTENTION**

A VOUS DE TESTER !



PPT-X-017-V01 - Septembre 2019

biorylis

32