



Avant d'effectuer le prélèvement :

- Informer le patient des modalités du geste,
- Effectuer une hygiène des mains par solution hydroalcoolique,
- Mettre des gants, un masque de type FFP2, des lunettes, et protéger sa tenue par une surblouse manches longues, et une protection des cheveux (charlotte).

Prélèvement nasopharyngé par écouvillonnage profond (endonasal)



- Patient assis, dos contre le dossier du siège, inclinaison de la tête en arrière, se positionner de côté et non face au patient,
- Demander au patient de baisser le masque sous son nez,
- Repérer la longueur à introduire dans la narine : distance nez-tragus,
- Soulever la pointe du nez pour dégager l'orifice narinaire,
- Tenir l'écouvillon par l'extrémité distale de la tige et l'insérer perpendiculairement au plan de la face,
- Longer le plancher de la fosse nasale jusqu'au repère,
- Tourner l'écouvillon avant le retrait de façon à détacher le plus possible de cellules,
- Décharger l'écouvillon dans le milieu de transport fourni, pendant au moins 10 secondes,
- Le prélèvement peut être réalisé sur une seule narine si naso-pharynx bien atteint,



NOUVEAUTÉ : L'écouvillon est ensuite jeté dans une poubelle DASRI
Ne pas casser l'écouvillon à l'intérieur du tube

- Bien fermer et identifier le tube avec le nom de naissance, prénom, nom d'usage, date de naissance et sexe du patient.

Note : retrouver plus d'informations sur l'acte de prélèvement nasopharyngé dans le mode opératoire, *Prélèvements pour test virologique Covid-19* (réf. PPT-M-027) du Manuel de Prélèvement du laboratoire (THESI, <https://biorylis.manuelprelevement.fr>), qui comporte des liens vers des vidéos/tutoriels (recommandations) et documents annexes.

- Eliminer les équipements de protection individuelle (EPI) en emballage fermé,
- Les lunettes devront être désinfectées (virucides),
- Effectuer une hygiène des mains (SHA).

Le prélèvement doit être **conditionné dans le triple emballage** souple fourni avec le tube, puis adressé au laboratoire de biologie médicale dans les plus brefs délais (< 6h) à température ambiante.

Mettre cette fiche dûment complétée avec l'ordonnance **dans la poche externe**